

Matériel de prélèvement à utiliser en fonction des localisations cliniques :

Écouvillon sec



Lame de Gouge



Lampe de Wood



Pince à épiler



Eswab



Et remplir le formulaire :

RI-ENR.123 - Fiche de renseignements mycologie

## LÉSIONS des MUQUEUSES

Recherche de candidoses


(siège du nouveau-né ; bouche :perlèche, muguet ; muqueuse génitale et anale)



## LÉSIONS du CUIR CHEVELU

Recherche d'une TEIGNE

*Teigne microsporique*



Fluorescence verte

*Teigne trichophytique*



Fluorescence négative

*Diagnostics différentiels* : fausse teigne amiantacée, pelade, psoriasis...

## LÉSIONS des MAINS

Recherche de candidoses +++

Recherche d'une dermatophytie +  
*Interdigitales et palmaires*



*Diagnostics différentiels* : eczéma, dishydrrose...

## Ongles : Onyxis et Péri-onyxis



*Diagnostics différentiels* : psoriasis, lichen...

## LÉSIONS de la PEAU GLABRE

Recherche d'une dermatophytie



Recherche de Pityriasis versicolor



Fluorescence **jaune/orangée**

*Diagnostics différentiels* : psoriasis, eczéma, Pityriasis rosé de Gibert...

## LÉSIONS des PIEDS

*Plantaires, Interdigitales...*



*Diagnostics différentiels* : Erythrasma, eczéma, dishydrose...

**Ongles : Onyxis et Leuconychies**



*Diagnostics différentiels* : ongle dystrophique, psoriasis, lichen...

**LÉSIONS des PLIS**  
(*inguinal, interfessier, axillaire, sous-mammaire*)



*Diagnostics différentiels* : Fluorescence rose corail = Erythrasma (lésion à corynébactéries)



# MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT MYCOLOGIQUE

## Lésions Cutanéomuqueuses & Phanères

Plateau technique de Microbiologie  
Montpellier - Garosud  
Secteur mycologie - 04 67 20 79 58 (matin)  
Réception microbiologie : 04 67 20 79 47

Rémi Fournier - 04 11 75 38 02  
Biologiste Microbiologie  
responsable secteur mycologie

- Seule la version électronique fait foi -