

Liste du matériel pour le prélèvement et le transport des échantillons

Cette liste n'est pas exhaustive est présentée à titre indicatif, le type matériel peut changer selon l'évolution technologique des fournisseurs et le choix du laboratoire, pour toute question n'hésitez pas à contacter votre laboratoire habituel.

1. Aiguilles

- Aiguilles classiques Vacutainer



- Aiguilles Visio Vacutainer



- Épicrâniennes pour prélèvement délicats et hémocultures



- Dispositif pour prélèvement capillaire



2. Corps de pompe et adaptateurs

- Corps de pompe :



Jetables



réutilisables



Hémocultures

- Adaptateur pour corps Vacutainer



3. Tubes

Prélèvements sanguins



Tube SST II
avec gel séparateur



Tube héparinate
de lithium avec
ou sans gel séparateur



Tube citrate



Tube EDTA



Tube fluoré

Tube de purge



Cette liste de tubes n'est pas exhaustive, certains examens requièrent des tubes particuliers qui sont présentés dans le manuel de prélèvement en ligne et disponibles dans votre laboratoire habituel : n'hésitez pas à le contacter.

Prélèvements urinaires



Tube neutre



Tube boraté

4. Hémocultures



Flacon aérobie (vert), flacon anaérobie (orange), flacon pédiatrique (jaune)

5. Matériel pour gaz du sang



Seringue à aspiration et à remontée
automatique pour gaz du sang



Capillaire hépariné avec aimant
pour gaz de sang artériolisé

6. Écouvillons




Écouvillon Eswab bouchon rose



Écouvillon Eswab bouchon orange
(Écouvillon fin)



Pour certaines recherches par PCR
sur prélèvement génitaux



Pour les recherches par PCR
sur urine (pipette)



Pour recherche de certains virus



Pour recherche COVID/Grippe



Pour le transport des selles (microbiologie)

Liste non exhaustive : Conférer les fiches examens du manuel de prélèvement.

7. Récipients



Flacon pour recueil urines de 24h



Flacon pour compte d'Addis



Flacon stérile pour recueil de selles



Flacon stérile pour recueil d'urines ou matériel



Flacon stérile pour recueil de liquide de ponction



Réceptacle pour recueil de sperme



Flacon stérile pour recueil d'urines contenant des sels de borate

8. Matériel pour prélèvements mycologiques



Lampe de Wood



Écouvillon sans milieu de transport



Lame et manche de gouge, et boites de Pétri



Pince à épiler usage unique

9. Matériel pour prélèvement de cytogénétique



Kit pour prélèvement liquide amniotique



Tube avec milieu pour prélèvement de villosités Choriales

10. Matériel pour prélèvement du DPNI



11. Matériel pour prélèvements d'anatomopathologie



Kit de prélèvement pour Frottis Cervico-Utérin : milieu liquide



Flacons pour cytologie urinaire

12. Kit de prélèvement sanguin pour prélèvement externe

Contenu du kit



Commande de tubes supplémentaires à la demande :

Dans le cas de demandes d'examens complexes, des tubes complémentaires peuvent être nécessaires, Contacter votre laboratoire habituel.



NB : Une date limite d'utilisation est présente sur les kits de prélèvement et les sachets de tube.



Kit rigides



Sachets individuels par patient regroupés dans une boîte de transport

NB : Les échantillons sont transmis dans des sacoches de transport pouvant être fournies par le laboratoire.